

**Náhradná tryska s emitorom pre ionizačné tyče SIB3**

<b>Obj. číslo:</b>	101002650
<b>Dostupnosť:</b>	2 - 3 týždne

**Popis**

Interval výmeny emitorov alebo celých trysiek býva stanovený podľa dôležitosti ionizátorov na pracovisku. Väčšinou sa jedná o čistenie a výmenu zlomených či sčernalých emitorov každý mesiac (1 x za 3 mesiace).

**Obsah balenia**

Náhradná tryska s emitorom pre ionizačné tyče SIB3