

Náhradná tryska s emitorom pre ionizačnou tyče SIB1

Obj. číslo:	101002648
Dostupnosť:	2 - 3 týždne



Popis

Interval výmeny emitor alebo celých dýz býva stanovený podľa dôležitosti ionizátorov na pracovisku. Väčšinou sa jedná o čistenie a výmenu zlomených či zčernalých emitor každý mesiac (1 x za 3 mesiace).

Obsah balenia

Náhradná tryska s emitorom pre ionizačnou tyče SIB1