

## Náhradné emitor (pin) pre ionizačnej tyče SIB2

Obj. číslo:	101002649
Dostupnosť:	2 - 3 týždne

**Popis**

Interval výmeny emitor alebo celých dýz býva stanovený podľa dôležitosti ionizátorov na pracovisku. Väčšinou sa jedná o čistenie a výmenu zlomených či zčernalých emitor každý mesiac (1 x za 3 mesiace).

**Obsah balenia**

Náhradné emitor (pin) pre ionizačnej tyče SIB2